

Numune Kabul Gereklilikleri

Ambalaj ve Taşıma Koşulları:

- Ambalajı yırtık bozuk numuneler kabul edilmez.
- Analize gönderilen numuneler orjinal ambalajlı olmalı ya da dökülme, akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem almamalıdır.
- Işıktan etkilenen analiz sonuçları için getirilen numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır.
- Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler, orjinal ambalaj veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda laboratuvara getirilmelidir.
- Mikrobiyolojik analizler için getirilen numuneler orjinal kapalı ambalajında ya da steril kap içerisinde getirilmelidir.
- Soğukta muhafaza edilmesi gereken numunelerin 2- 8 °C'de, dondurulmuş ürünlerin ise -18 °C veya daha düşük sıcaklıkta, tablo- 1 de belirtilen diğer gıda ve yem numunelerinin oda sıcaklığında laboratuvara ulaştırılması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.
- Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır.

Miktar:

- Numune istenilen analizlere yetecek, numunenin alındığı partiyi temsil edecek şekilde ve mümkünse analiz tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.
- Analizler için gerekli ve talep edilen minimum örnek miktarları belirlenmiş olup Talep, Tekif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne uygun olarak yapılan müşteri görüşmelerinde belirtilir.
- Yapılacak analiz türüne göre numune miktarı değişmekle birlikte, genel olarak katı ürünlerde minimum 500 g, sıvılarda minimum 500 ml ürün talep edilir.
- GDO analizlerinde numune miktarı hakkında biyogüvenlik laboratuvar bölümü tarafından görüş verilir.

Diğer:

- Mikrobiyoloji laboratuvarına çevre ve yüzey kontrolü amacı ile gelen swap örnekleri 5±3 °C'de, etiket bilgileri yazılmış bir şekilde ve kapağı kapalı olarak gelmiş olmalıdır.

Tablo 1: Örnek muhafaza - saklama- dağıtılması

Örnekler	Muhafaza Yeri
Sebze ve meyveler	Buzdolabı, 2°C-8°C
Süt ve Süt Ürünleri, Su, Meyve Suları	Buzdolabı, 2°C-8°C
Deniz Ürünleri	Derin dondurucu, -18°C ± 3°C
Et ve Et Ürünleri	Derin dondurucu, -18°C ± 3°C
Bisküvi ve Krakerler	Oda sıcaklığında, serin kuru ortam
Şeker ve Şeker Ürünleri	Oda sıcaklığında, serin kuru ortam
Unlar, Hububatlar, Kuru Baklagiller	Oda sıcaklığında, serin kuru ortam
Bitkisel Yağlar	Oda sıcaklığında, serin kuru ortam
Yemler ve Premiksler	Oda sıcaklığında, serin kuru ortam
Konserve ürünler	Oda sıcaklığında, serin kuru ortam